



## AZ Instrument Corp.

No.3-2, Chien-Kuo Road, TEPZ Tantz, Taichung 427, Taiwan  
Web site: <http://www.az-instrument.com.tw>  
E-mail: info@az-instrument.com.tw

衡欣醫療器材股份有限公司  
台中縣潭子鄉建國路 3-2 號  
Tel: 886-4-25326668 (rep.)  
Fax: 886-4-25326593

### 主題: 9501 高速攝影機 常見問題與回覆

updated: 17 July 2018

#### 問題

為甚麼 preview 過程中的 fps 值與 strip view 所顯示的 fps 值有些差異? 建議以哪一個為準比較好?

#### 回答:

- (a) 由於 preview 及 strip view 計算 fps 的方式不同, 而且在儲存 pictures 時, 需要更多的 CPU 及 memory 資源, 因此兩者的 fps 值不會相同! 而且通常是 strip view 的 fps 值會略低於 preview 的 fps 值.
- (b) 客戶可以依其實際需求, 採用任一種 fps 值, 我們並無特別的偏好! 但若就工程觀點來看, 採用 strip view 的 fps 值, 或是在 preview 執行一段時間之後, 再採用它的 fps 值, 應該是較為準確的平均值!