



AZ Instrument Corp.

No.3-2, Chien-Kuo Road, TEPZ Tantz, Taichung 427, Taiwan
Web site: <http://www.az-instrument.com.tw>
E-mail: info@az-instrument.com.tw

衡欣醫療器材股份有限公司
台中縣潭子鄉建國路 3-2 號
Tel:886-4-25326668 (rep.)
Fax:886-4-25326593

主題:9501 高速攝影機 常見問題與回覆

updated:17 July 2018

問題

USB 3.0 及 computer 是否會影響 fps ?

回答:

確實會影響! 這兩者中, 哪一項是 bottleneck, 那麼 fps 的最大值就會被它所限制! 不過由於我們可以很容易的取得效能及配備很好的 computer, 但是 USB 3.0 的最大傳輸率卻無法再增加! 所以一般而言, bottleneck 最後會落到 USB 3.0 這邊!



AZ Instrument Corp.

No.3-2, Chien-Kuo Road, TEPZ Tantz, Taichung 427, Taiwan
Web site: <http://www.az-instrument.com.tw>
E-mail: info@az-instrument.com.tw

衡欣醫療器材股份有限公司

台中縣潭子鄉建國路 3-2 號
Tel: 886-4-25326668 (rep.)
Fax: 886-4-25326593