



AZ Instrument Corp.

衡欣實業股份有限公司

Web site: <https://www.az-instrument.com.tw>
E-mail: info@az-instrument.com.tw

地址: 台中市潭子區建國路 3-2 號
Tel: 04-2532 6668 Fax: 04-2532 6593

8651BZ1 酸鹼度計

◆ 規格 ◆

型號	8651BZ1
酸鹼度範圍	0.00~14.00
酸鹼度精度	±0.02
酸鹼度解析度	0.01
溫度範圍	0~60.0°C
溫度精度	±0.3 °C
溫度解析度	0.1 °C/°F
自動溫度補償溫度功能	有
酸鹼度校正點	最多五點
讀值紀錄	99 筆
即時時間顯示	有
螢幕尺寸	44 x 26 mm
操作環境	0~50°C ; 0~80%RH
儲存環境	-10~50°C ; 0~90%RH
電極測棒壽命	>6 月(良好的狀態下)
產品尺寸	175 x 70 x 33 mm
產品重量	約 150g
供電	AAA 鹼性電池 x 4
額定電壓	6V
標準包裝含	主機，酸鹼度電極測棒，說明書， 電池，手提盒，酸鹼校正液
可選購配件	電腦傳輸線組，備用測棒 (酸鹼度 pH 電極)





AZ Instrument Corp.

衡欣實業股份有限公司

Web site: <https://www.az-instrument.com.tw>

E-mail: info@az-instrument.com.tw

地址: 台中市潭子區建國路 3-2 號

Tel: 04-2532 6668 Fax: 04-2532 6593

◆**產品特性**◆

- * 產品皆為"CE 認可"並符合"ISO9001"之規範
- * 液晶雙螢幕顯示
- * 最多五個酸鹼度校正點
- * 對酸鹼校正液可自動辨識，避免酸鹼度校正發生錯誤
- * 其酸鹼度電極測棒允許自動或手動溫度補償
- * 可檢視測量期間內之最大值、最小值
- * 具讀值鎖定功能，方便檢視
- * 可手動儲存 99 筆數據，方便查看
- * 液晶螢幕上有測量準備就緒的提醒符號
- * 可另選購電腦連接線組，方便資料即時記錄與分析
- * 具三角架的安裝孔，可搭配 9V 變壓器以便長時間使用
- * 具自動關機功能可節約電量
- * 低量顯示
- * 溫度單位°C /°F可供切換
- * 即時時間顯示

此款 **8651BZ1 酸鹼度計**，採用先進的設計，具備自動溫度補償功能，可準確測量酸鹼度。手持式設計，方便攜帶，不受任何地點場所的限制便可即時量測。使用者在進行長時監測量時，可將 **8651BZ1 酸鹼度計** 安裝在三角架上，並使用 9V 變壓器進行穩定電源的供應。其具有 99 點記錄功能，亦可以連接電腦進行即時酸鹼度及氧化還原的監控數據分析。因此 **8651BZ1 酸鹼度計** 可作為水質監控的最佳工具！

◆**產品適用對象**◆

- 1、水耕農業和溫室之水質量測控管
- 2、高科技廠房水質量測控管
- 3、實驗環境水質量測控管
- 4、公共排放水之水質量測控管
- 5、淨水系統之水質量測控管
- 6、廢水處理系統之水質量測控管
- 7、飲用水之水質量測控管
- 8、食物酸鹼測試：飲料、果汁(固體食物應先製成稀釋的液體狀才可量測)
- 9、工業用途之酸鹼量測：製程用水、化學藥劑測定
- 10、環境土壤/水質酸鹼檢測：農藝、園藝、水族箱、游泳池、SPA、溫泉
- 11、居家清潔用品酸鹼檢測：化妝水、沐浴用水